

Bio Compression yläraaja -paketti

Bio compression yläraaja -paketti sisältää 8-kanavaisen pumpun sekä vakio kokoisen

- 8-kammioisen yläraajamansetin hartiaosalla **tai**
- 8-kammioisen yläraajamansetin

Yläraajamansetti on helppo pukea työntämällä yläraaja mansetin sisään. Hartiaosallinen mansetti suljetaan lisäksi helpokäyttöisten tarrojen avulla. Mansetissa on 8 vierekkäistä kammiota, jotka täyttyvät hoidon aikana alhaalta ylöspäin valitussa sykliajassa. Mansetin alla käytetään alusvaatetta, esim. ohutta puuvillaista paitaa.



Kokotaulukko standardikokoisille manseteille. Jos tarvitset mittatilaustuotetta, ota yhteyttä.

Yläraajamansetti 8 kammiota									
tuotenumero	koko	ympärysmitta cm					pituus cm		puoli
		kainalo	hauis	kyynärpää	kyynär- varsi	ranne	kainalo- sormenpäät	olkapää- sormenpäät	
G8-3035-S	S	60	56	49	44	38	61	67	V/O
G8-3035-M	M	69	66	61	53	46	71	79	V/O
G8-3035-L	L	65	61	55	48	41	79	90	V/O
G8-3035-SH-S-L	S	60	56	49	44	38	61	67 + 20	vasen
G8-3035-SH-S-R	S	60	56	49	44	38	61	67 + 20	oikea
G8-3035-SH-M-L	M	69	66	61	53	46	71	79 + 20	vasen
G8-3035-SH-M-R	M	69	66	61	53	46	71	79 + 20	oikea
G8-3035-SH-L-L	L	65	61	55	48	41	79	90 + 20	vasen
G8-3035-SH-L-R	L	65	61	55	48	41	79	90 + 20	oikea
GV-3010-S-L	S	63	60	53	51	48	65	75	vasen
GV-3010-S-R	S	63	60	53	51	48	65	75	oikea
GV-3010-M-L	M	63	60	53	51	48	71	81	vasen
GV-3010-M-R	M	63	60	53	51	48	71	81	oikea
GV-3010-L-L	L	63	60	53	51	48	79	89	vasen
GV-3010-L-R	L	63	60	53	51	48	79	89	oikea

Teknisiä tietoja:

Paino 1,66 kg

Mitat: 114 mm x 304 mm x 186 mm

Sykli aika: 60-120 sekuntia 15 sekunnin välein

Hoitoaika: Jatkuva tai 10-120 minuuttia 5 minuutin jaksoissa.

Painealue: 10-120 mmHg

Tarkkuus: 1 mmHg

Tarkkuus: $\pm 20\%$

Puhdistus: pumppu: desinfiointi, mansetit vesipesu ja desinfiointi (Mekalasi otsonoi vuokralaitteet)

Takuu: Pumppu 3 v, mansetit 1 v.

Tuote on MD-asetuksen mukainen CE merkitty lääkekäyttöön soveltuva tuote.

Valmistaja: Bio Compression Systems Inc.

Valtuutettu eurooppalainen edustaja: Emergo Europe, Suomessa jakelija: Mekalasi Oy

1/2022